

CROS Pure Charge&Go Nx-sender

Brugsanvisning



Indhold

Velkommen	4
Din CROS-sender	5
Dele og betegnelser	7
Brugerkontroller	9
Lytteprogrammer	10
Funktioner	10
Signallyde	10
Daglig brug	11
Opladning	11
Tænd og sluk	12
Skift til standby-tilstand	13
Anbring og fjern senderen	14
Justering af lydstyrken	18
Sådan skiftes lytteprogrammet	18
Vedligeholdelse	19
Senderen	19
Ørepropper	21
Professionel vedligeholdelse	23
Vigtige sikkerhedsoplysninger	24

Yderligere oplysninger	26
Sikkerhedsoplysninger	26
Tilbehør	26
Forklaring af symboler	26
Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser	28
Information vedrørende bortskaffelse	29
Fejlfinding	30
Oplysninger om CE-mærkning	31
Vigtige sikkerhedsoplysninger	33
Personsikkerhed	33
Produktsikkerhed	36
Service og garanti	38

Velkommen

Tak, fordi du har valgt vores tilbehør til høreapparater.

Denne vejledning vil, sammen med eventuel hjælp fra din høreapparatspecialist, hjælpe dig med at forstå de fordele og den forbedrede livskvalitet, som dette tilbehør kan give dig.



FORSIGTIG


Det er vigtigt, at du læser denne brugsanvisning grundigt og helt igennem. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå beskadigelse af CROS-senderen eller personskader.

Din CROS-sender

CROS-løsninger er designet til personer med svært høretab på et øre, som ikke kan afhjælpes med et høreapparat. En CROS-sender, som bæres på dette øre, indfanger lyden fra denne side og sender den til høreapparatet på det andet øre. Dette gør det muligt for bæreren af høreapparatet at høre lyde fra begge sider.

CROS-sender

Høreapparat



Der findes to løsninger:

- CROS-løsning:

Til personer uden høretab på et øre og svært høretab på det andet øre. Lyden, fra siden med høretabet, indfanges og sendes trådløst til det fungerende øre på den anden side.

- BiCROS-løsning:

Til personer med svært høretab på et øre og mindre svært høretab på det andet øre. Lyden fra siden med det svære høretab indfanges og sendes trådløst til det øre, der fungerer bedre på den anden side. Høreapparatet behandler og forstærker lyden fra begge sider.


CROS-senderen fungerer med vores specifikke høreapparater. Din høreapparatspecialist kan give dig råd om modeller, der passer.



BEMÆRK

Denne brugsanvisning gælder kun for CROS-senderen. Dit høreapparat har en separat brugsanvisning.

Dele og betegnelser



-
- | | |
|-----------------------|--|
| ① Øreprop | ⑤ Trykknop (brugerkontrol, on/off-kontakt) |
| ② Højtaler | |
| ③ Højtalerforbindelse | ⑥ Sideangivelse
(rød = højre øre,
blå = venstre øre)
og højtalerforbindelse |
| ④ Mikrofonåbninger | |
-

Du kan anvende standardpropper eller individuelle ørepropper.

Standardpropper		Størrelse
☐		Click Sleeve (åben eller lukket)
☐		Click Dome™ (åben eller lukket)
☐		Click Dome halvåben
☐		Click Dome dobbelt

Du kan let udskifte standardpropperne. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Individuelle ørepropper

☐		Personlig skal
☐		Click Prop

Brugerkontroller

Din høreapparatspecialist har indstillet dine ønskede funktioner til trykknappen.

Trykknap-funktion	L	R
Kort tryk:		
Lytteprogram op	☐	☐
Lydstyrke op	☐	☐
Lydstyrke ned	☐	☐
Lydstyrke for tinnitussignal op	☐	☐
Lydstyrke for tinnitussignal ned	☐	☐
TV-streaming til/fra	☐	☐
Tryk i ca. 2 sekunder:		
Lytteprogram op	☐	☐
Lydstyrke op	☐	☐
Lydstyrke ned	☐	☐
Lydstyrke for tinnitussignal op	☐	☐
Lydstyrke for tinnitussignal ned	☐	☐
TV-streaming til/fra	☐	☐
Aktivere/deaktivere flytilstand	☐	☐
Tryk i mere end 3 sekunder:		
Tænd og sluk	☐	☐

L = Venstre, R = Højre



Du kan også bruge en fjernbetjening til at ændre lytteprogrammer eller justere lydstyrken i dine høreapparater med. Du har endnu flere kontrolmuligheder med vores smartphone-app.

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Læs mere i afsnittet "Sådan skiftes lytteprogrammet".

Funktioner



Tinnitusbehandlingsfunktionen udsender en behagelig lyd, som afleder din opmærksomhed fra din tinnitus.

Signallyde

Signallydene fra CROS-senderen – f.eks. et bip om lavt batteri - sendes til høreapparatet.

Bed din høreapparatspecialist om at indstille signallydene.

Daglig brug

Opladning

Sæt CROS-senderen (og evt. dit høreapparat) i opladeren.

- Følg instruktionerne i opladerens brugsanvisning. Du kan også finde gode tips angående opladning i opladerens brugsanvisning.



Indikation af lavt strømniveau

Du hører et alarmsignal, der angiver, at ladecellen er ved at være flad. Signalet gentages hvert 20. minut. Afhængigt af brugen af dine høreapparater har du ca. 1,5 time til at oplade dine høreapparater, før de holder op med at virke.

Tænd og sluk

Du kan tænde og slukke for din CROS-sender på følgende måder.

Via oplader:

- ▶ Tænd: Tag CROS-senderen ud af opladeren.
Opstartsmelodien afspilles i dit høreapparat.
Standardlydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.
- ▶ Sluk: Sæt CROS-senderen i opladeren.

Bemærk, at opladeren skal være tilsluttet strømforsyningen. Se opladerens brugsanvisning for yderligere oplysninger.

Via trykknop:

- ▶ Tænd: Tryk på trykknappen, og hold den trykket nede i flere sekunder, indtil opstartsmelodien afspilles. Slip trykknappen, mens opstartsmelodien afspilles.
Standardlydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.
- ▶ Sluk: Tryk på trykknappen i flere sekunder.

Se også tips angående opladning i opladerens brugsanvisning.

Skift til standby-tilstand

Du kan sætte din CROS-sender på standby-tilstand via fjernbetjening eller smartphone-app. Dette slukker for senderens lyd. Når der tændes for CROS-senderen igen, indstilles den **tidligere** anvendte lydstyrke og lytteprogrammet igen.

Bemærk:

- I standby-tilstand er CROS-senderen **ikke** slukket helt. Den forbruger stadig en lille smule strøm.

Derfor anbefaler vi kun at anvende standby-tilstand i en kort periode.

- Hvis du vil tænde for CROS-senderen igen, men fjernbetjeningen eller appen ikke er ved hånden: Sluk for CROS-senderen, og tænd den derefter igen (med trykknappen eller ved at sætte den kortvarigt i opladeren, indtil en eller flere orange LED'er begynder at lyse). I dette tilfælde indstilles **standard**-lydstyrken og -lytteprogrammet.

Anbring og fjern senderen

Farvemærkningerne angiver siden:

- rød markering = højre øre
- blå markering = venstre øre

Anbring senderen:

- Ved brug af Click Sleeves skal man sikre, at bøjningen af Click Sleeve er på linje med bøjningen af højtalerforbindelsen.


Rigtigt:



Forkert:



- ▶ Hold højtalerforbindelsen i den buede del, tættest ved øreproppen.
 - ▶ Tryk forsigtigt øreproppen ind i øregangen ❶.
 - ▶ Drej den let, indtil den sidder godt.
- Åbn og luk munden for at undgå, at der ophobes luft i øregangen.
- ▶ Løft senderen, og placér den bag øret ❷.



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ Sæt øreproppen omhyggeligt, og ikke for dybt, i øret.



- Det kan muligvis hjælpe at sætte **højre** sender/høreapparat i med **højre** hånd og **venstre** sender/høreapparat i med **venstre** hånd.
- Hvis du har problemer med at sætte øreproppen i, kan du bruge den anden hånd til forsigtigt at trække øreflippen nedad. Det vil åbne øregangen og gøre det lettere at sætte øreproppen i.


Concha-låsen hjælper med at holde øreproppen på plads i øret. Sådan anbringes concha-låsen:

- Bøj concha-låsen og anbring den forsigtigt nederst i øret (se billedet).



Fjern senderen:

- ▶ Løft senderen, og placér den foran øret **1**.
- ▶ Hvis din sender er udstyret med en personlig skal eller en Click Prop, fjerner du den ved at trække udad i den lille udtrækssnor.



- ▶ Ved alle andre ørepropper: Tag fat i højtaleren i øregangen med to fingre, og træk den forsigtigt ud **2**.

Træk ikke i højtalerforbindelsen.



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ I meget sjældne tilfælde kan øreproppen blive siddende i øret, når du tager senderen af. Sker dette, skal du få den fjernet hos en læge.

Rengør og aftør senderen efter brug. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Justering af lydstyrken

Dit høreapparat justerer automatisk lydstyrken efter lyttesituationen.

- ▶ Hvis du foretrækker at justere lydstyrken manuelt, skal du trykke på trykknappen på enten høreapparatet eller senderen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af din tryknap.

Et signal kan indikere en ændring i lydstyrken. Så snart maksimum- eller minimumlydstyrke er nået, vil du muligvis høre et lydsignal.

Sådan skiftes lytteprogrammet

Høreapparatet tilpasser automatisk forstærkningen afhængig af lyttesituationen.

Dit høreapparat kan også have flere lytteprogrammer, hvormed du kan ændre lyden efter eget ønske. Et lydsignal kan indikere programændringen.

- ▶ Du ændrer lytteprogram ved at trykke kortvarigt på trykknappen på enten høreapparatet eller senderen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller. Der henvises til afsnittet "Lytteprogrammer" vedrørende en liste med dine lytteprogrammer.

Standardlydstyrken anvendes.

Vedligeholdelse

For at undgå beskadigelse af senderen er det vigtigt at passe godt på den og overholde nogle få grundregler, men de bliver hurtigt en vane.

Senderen

Rengøring

Din sender har en beskyttende belægning. Hvis den ikke rengøres jævnligt, kan du dog beskadige den eller forårsage personskader.

- ▶ Rengør din sender dagligt med en blød, tør klud.
- ▶ Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig senderen i vand.
- ▶ Tryk aldrig på senderen, når du rengør den.
- ▶ Spørg din høreapparatspecialist efter anbefalede rengøringsprodukter, særlige vedligeholdelsessæt eller yderligere oplysninger om, hvordan du holder din sender i god stand.



Tørring

Din oplader tørrer senderen og høreapparatet, mens de oplades. Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede tørreprodukter og individuelle instruktioner om, hvordan du tørrer din sender.

Opbevaring

- Kortvarig opbevaring (op til flere dage): Sluk for din sender med trykknappen, eller sæt den i opladeren med tilsluttet strøm.

Opladeren skal være tilsluttet til strømforsyningen. Hvis opladeren ikke er tilsluttet til strømforsyningen, og du sætter senderen i opladeren, slukkes senderen **ikke**.

Vær opmærksom på, at når du slukker senderen med en fjernbetjening eller smartphone-app, er senderen **ikke** helt slukkede. Den er på standby og forbruger stadig en smule strøm.

- Langvarig opbevaring (uger, måneder...): Lad først din sender fuldt op. Sluk for den på trykknappen, før den skal opbevares. Vi anbefaler at anvende tørreprodukter under opbevaringen af senderen.

Oplad din sender i intervaller på 6 måneder for at undgå, at ladecellen aflades for kraftigt. Kraftigt afladte ladeceller kan ikke oplades igen, og de skal udskiftes. Vi anbefaler at genoplade hyppigere end intervaller på 6 måneder.

Overhold opbevaringsbetingelserne i afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".

Ørepropper


Rengøring

Der kan samle sig ørevoks på ørepropperne. Det kan påvirke lyd kvaliteten. Rengør ørepropperne dagligt.

For alle typer ørepropper:


- Rengør øreproppen med en blød og tør klud umiddelbart efter, at du har fjernet øreproppen fra øret.

Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.



Til Click Domes eller Click Sleeves:

- Klem spidsen på øreproppen for at fjerne indtørret ørevoks. Rengør som vist ovenfor.




Udskiftning

Udskift almindelige ørepropper ca. hver 3. måned. Udskift dem tidligere, hvis de får revner eller andre forandringer. Proceduren for udskiftning af almindelige ørepropper afhænger af deres type. I afsnittet "Dele og betegnelser" har din høreapparatspecialist markeret den type øreprop, du har.

Udskiftning af Click Domes

- For at fjerne den gamle Click Dome kan du bruge afmonteringsværktøjet eller følge instruktionerne på emballagen til Click Domes. Pas på ikke at trække i højtalerforbindelsen.



Afmonteringsværktøjet fås som tilbehør.

- Vær særlig omhyggelig med, at den nye Click Dome klikker på plads.
- Kontrollér, at den nye Click Dome sidder sikkert fast.



Udskiftning af Click Sleeves

- ▶ Vend Click Sleeve med vrangen udad.
- ▶ Tag fat i Click Sleeve og højteren (ikke højterens ledning) med dine fingre og træk Click Sleeve af.
- ▶ Vær særligt omhyggelig med, at den nye Click Sleeve klikker på plads.



Professionel vedligeholdelse

Din høreapparatspecialist kan muligvis hjælpe dig med en grundig, professionel rengøring og vedligeholdelse.

Personlige ørepropper og ørevoksfiltere bør udskiftes efter behov af en høreapparatspecialist.

Bed din høreapparatspecialist om at få individuel anbefaling af vedligeholdelsesintervaller samt anden hjælp.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Dette afsnittet indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger angående ladecellen i senderen. For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsoplysningerne, der leveres sammen med høreapparatet.



ADVARSEL

Der er fast indbygget en ladecelle (genopladeligt litium-ion-batteri) i din sender. Forkert brug af ladecellen eller senderen kan medføre, at ladecellen går i stykker.

Risiko for kvæstelser, brand eller eksplosion!

- Følg sikkerhedsanvisningerne for ladecellerne i dette afsnittet.

- Overhold driftsbetingelserne. Se afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".
- Vær særlig opmærksom på at beskytte din sender mod ekstrem varme (f.eks. ild, mikrobølgeovne, induktionsovne eller andre felter med kraftig induktion) og sollys.
- Oplad kun din sender med den godkendte oplader. Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp.
- Ladecellen må ikke skilles ad.

Udskiftning og reparation skal udføres af en specialist.
Derfor:

- ▶ Reparér eller udskift ikke ladecellen selv.
- ▶ Brug ikke senderen, hvis ydeevnen reduceres betydeligt efter opladning.
- ▶ I det usandsynlige tilfælde, at en ladecelle sprænges eller eksploderer, skal den holdes bort fra alle brændbare materialer.

Hvis nogen af de ovennævnte situationer optræder, skal du levere din sender tilbage til din høreapparatspecialist.

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsoplysninger

For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med høreapparatet.

Tilbehør

Du kan bruge myControl App til bekvem fjernbetjening af høreapparatet. Appen muliggør ligeledes deaktivering af signallyder, oprettelse af individuelle lydprofiler og mange flere funktioner.

Du kan også bruge en fjernbetjening.

Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Forklaring af symboler

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Symboler på senderen eller emballagen



Mærkat om CE-mærkning, bekræfter overholdelse af visse EU-direktiver, se afsnittet "Oplysninger om CE-mærkning".



Mærkat for overholdelse af regler og standarder vedr. EMC og radiokommunikation, Australien, se afsnittet "Oplysninger om CE-mærkning".



Indikerer den juridiske producent af apparatet.



Smid ikke apparatet ud som almindeligt affald. Læs mere i afsnittet "Information vedrørende bortskaffelse".



Læs og følg instruktionerne i brugsanvisningen.

Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser

Senderen fungerer under følgende miljøforhold (gælder også mellem brug):

Driftsbetingelser	Afladning	Opladning
Temperatur	0 til 50 °C (32 til 122 °F)	10 til 35 °C (50 til 95 °F)
Relativ fugtighed	5 til 93 %	5 til 93 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring:

	Opbevaring	Transport
Temperatur (anbefalet)	10 til 25 °C (50 til 77 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Temperatur (maksimalt interval)	10 til 40 °C (50 til 104 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Relativ fugtighed (anbefalet)	20 til 80 %	5 til 90 %
Relativ fugtighed (maksimalt interval)	10 til 80 %	5 til 90 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Vær opmærksom på, at du skal oplade senderen mindst hver 6. måned. For yderligere oplysninger, se afsnittet "Vedligeholdelse".

For andre dele, som f.eks. opladeren, kan der gælde andre betingelser.



ADVARSEL

Risiko for skader, brand eller eksplosion under transport.

- ▶ Transportér ladecellerne eller senderen iht. de lokale forskrifter.

Information vedrørende bortskaffelse

- ▶ Af hensyn til miljøet bør du ikke bortskaffe ladecellerne eller senderen med husholdningsaffaldet.
- ▶ Genanvend eller bortskaf ladecellerne eller senderen iht. de lokale forskrifter.

Fejlfinding

Problem og mulige løsninger

Lyden er svag.

- Skru op for lydstyrken.
 - Oplad senderen.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Senderen hyler.

- Sæt øreproppen i igen, indtil den sidder godt.
 - Skru ned for lydstyrken.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Lyden er forvrænget.

- Skru ned for lydstyrken.
 - Oplad senderen.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Senderen giver bipsignaler.

- Oplad senderen.
-

Senderen virker ikke.

- Tænd for senderen.
 - Oplad senderen. Vær opmærksom på status-LED'erne på opladeren.
-

Konsultér din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer, eller indsend enheden til serviceafdelingen.

Oplysninger om CE-mærkning

CE-mærket angiver overensstemmelse med de europæiske direktiver:

- 93/42/EØF om medicinsk udstyr
- 2014/53/EU RED om radioudstyr
- 2011/65/EU RoHS om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen kan findes på www.signia-hearing.com/doc.

ACMA-overensstemmelsesmærket  angiver overensstemmelse med standarderne for elektromagnetisk forstyrrelse, som fastlagt af Australiens myndighed for kommunikation og medier (ACMA).

Udstyr med FCC mærkning er i overensstemmelse med standarderne i FCC angående elektromagnetisk forstyrrelse.

Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Dette apparat overholder del 15 af FCC-regelsættet samt ISED' licensundtagelse RSS'er.

Den må bruges på følgende to betingelser:

- at apparatet ikke forårsager skadelig interferens, og
- at apparatet ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning, der medfører uønsket ændring af apparatets funktion.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt apparat i klasse B iht. del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde forsvarlig beskyttelse mod skadelig støj i et boligområde. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis ikke det installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage generende interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en given installation. Hvis udstyret faktisk forårsager generende interferens i sammenhæng med radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan interferensen muligvis fjernes ved én eller flere af disse tiltag:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Anbring de to enheder længere fra hinanden.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end den, som højtaleren er tilsluttet.
- Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

FCC forsigtig: Alle ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, som har ansvar for standardoverholdelsen, kan gøre brugerens ret til at betjene dette udstyr ugyldig.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Personsikkerhed

Senderen er ikke beregnet til børn under 3 år eller til personer med en udviklingsalder på under 3 år.



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- Brug altid højtaleren med en øreprop.
- Sørg for, at øreproppen er korrekt monteret.



ADVARSEL

Risiko for påvirkning af elektronisk udstyr!

- I områder, hvor der ikke må bruges elektroniske eller trådløse apparater, skal du undersøge, om din sender skal slukkes.



ADVARSEL

Risiko for skader!

- Sendere, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges, men skal returneres til høreklubben.



ADVARSEL

Bemærk, at enhver uautoriseret ændring i produktet kan medføre beskadigelse af produktet eller personskader.

- ▶ Brug kun godkendte dele og tilbehør. Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp.



ADVARSEL

Fare for kvælning!

Senderen indeholder små dele, som kan sluges.

- ▶ Opbevar senderen og tilbehør og tilbehør utilgængeligt for børn og mentalt handicappede.
- ▶ Hvis små dele sluges, skal læge eller hospital straks kontaktes.



ADVARSEL

Din enhed kan reducere bestemt baggrundsstøj, også eventuel trafiklyde eller advarselssignaler.



ADVARSEL

Risiko for eksplosion!

- ▶ Brug ikke senderen i omgivelser med eksplosionsfare (f. eks. i mineområder).



ADVARSEL

Spørg en høreapparatspecialist til råds, hvis du oplever usædvanlige bivirkninger som f.eks. irritation af huden, øgede mængder af ørevoks, svimmelhed, ændringer i din hørelse, eller hvis du tror, der kan være kommet fremmedlegemer i din øregang.



ADVARSEL

En høreapparatspecialist bør råde en mulig bruger af en sender til at rådføre sig med en læge, før senderen bruges, hvis høreapparatspecialisten kan fastslå, at den mulige bruger har én af følgende tilstande:

- ▶ Synlig kongenital eller traumatisk deformitet af øret.
- ▶ Historik med aktivt afløb fra øret inden for de seneste 90 dage.
- ▶ Historik med pludseligt eller hurtigt fremskridende høretab inden for de seneste 90 dage.
- ▶ Akut eller kronisk svimmelhed.
- ▶ Unilateralt høretab, opstået pludseligt eller for nyligt inden for de seneste 90 dage.
- ▶ Audiometrisk luft-knogle difference er lig med eller større ned 15 dB ved 500 Hz, 1.000 Hz og 2.000 Hz.
- ▶ Synligt bevis for betydelig ørevoksophobning eller fremmedlegeme i ørekanalen.
- ▶ Smerte eller ubehag i øret.

Produktsikkerhed



BEMÆRK

- Beskyt senderen mod stærk varme. Udsæt den ikke for direkte sollys.



BEMÆRK

- Tør ikke senderen i mikrobølgeovnen.



BEMÆRK

Forskellige slags kraftig stråling, som f.eks. stråling under røntgen- eller MRI-undersøgelser af hovedet, kan beskadige senderen.

- Bær ikke senderen under disse eller lignende undersøgelser.

Svagere stråling, som f.eks. fra radioudstyr eller sikkerhedsudstyr i lufthavne, beskadiger ikke senderen.



BEMÆRK

- Beskyt senderen mod høj luftfugtighed. Bær den ikke under bruseren, eller når du lægger makeup, bruger parfume, aftershave, hårspray eller solcreme.



I nogle lande gælder restriktioner for brug af trådløst udstyr.

- Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK**

Senderen er beregnet til at overholde internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, men der kan dog opstå forstyrrelser som følge af elektronisk udstyr i nærheden. I sådanne tilfælde skal du flytte dig væk fra det forstyrrende apparat.

**BEMÆRK**

Din sender opfylder internationale standarder. Det kan dog ikke garanteres, at alle produkter på markedet fungerer uden forstyrrelser. Fx kan bestemte induktionskogezone medføre lydforstyrrelser.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Højre:

Servicedatoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Dato for tilpasning:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspecialist



Juridisk producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00

Order/Item No. 109 653 30 | D00190417
Document No. 03862-99T01-6200 DA-DNK | D00188383
Master Rev01, 01.2019
© 02.2019, Signia GmbH. All rights reserved

