

Pure primax

**signia**

Life sounds brilliant.

# Hør lydens farver.

Pure primax høreapparater.  
Slap af og nyd enhver detalje i lyden.



Høresystemer

**SIEMENS**

[signia-hearing.dk](http://signia-hearing.dk)




# Pure primax høreapparater.

## Elegant, behagelig, ubesværet.

De nye Pure™ høreapparater er små, elegante og yderst diskrete. Høreapparaterne sætter dig i stand til at lytte helt ubesværet. Automatiske egenskaber i et smart design reducerer din lytteindsats, så du ikke bliver overvældet af støj og uønsket tale, men kan fokusere på det, der er vigtigst for dig. Med Pure kan du slappe helt af og nyde enhver detalje i lyden.



Pure



touchControl  
App

siemens.co.uk/hearing

# Pure primax høreapparater

Giver dig helt ubesværet høreelse.

Pure høreapparater har mange automatiske funktioner. Din lytteindsats reduceres, så du kan fokusere på præcis det, du finder vigtigt. Pure er beskyttet imod fugt, sved og smuds i henhold til IP67 standarden.

Pure egenskaber:

## Retningsbestemte mikrofoner

Forbedrer taleforståelsen i støjende omgivelser.

## Ladekontakter

Bruges med genopladelige batterier.




Pure

## Vippeomskifter

Til valg af lytteprogram eller justering af lydstyrke.

## Den nye Pure

Aktuel størrelse i cm



Pure fås i en række spændende farvekombinationer.



Beige



Granite



Grey



Brown



Silver



Pearl White



Golden Blonde



Sandy Brown



Dark Champagne



Dark Granite



Spirit



Deep Red



Black

## Nyd alle livets lyde.

Der er normalt meget støj på en restaurant, i en travl butik, til en familiefest eller i et åbent kontorlandskab. Det betyder, at man må anstrenge sig for at følge med i en samtale. Det kan hurtigt blive trættende – selv for personer med normal hørelse.

De nye Pure høreapparater **reducerer lytteindsatsen**, så de mange, forskellige lydindtryk ikke virker så trættende mere.

Den helt nye SpeechMaster funktion analyserer hele tiden de lyde, du møder i din hverdag og dæmper baggrundsstøjen, så du ikke hører uønsket støj og uønsket tale. Pure sætter fokus på den tydeligste taler og dæmper andre personers tale. Du hører den tale du fokuserer på og resten dæmpes.

Det betyder, at din lytteindsats bliver nemmere. **Din hørelse bliver mere ubesværet.**

Hver dag. I enhver situation.



## Fortsæt med at nyde livet. Med Pure.

### Hør ubesværet, selv i støjende omgivelser

Den automatiske **SpeechMaster** funktion fremhæver den ønskede tale fremfor anden tale. Den præcise fokusering af retnings-mikrofonerne med **narrow directionality** og den effektive **støjdæmpning** reducerer baggrundsstøjen, sætter fokus på din ønskede samtalepartner og dæmper andre personers generende stemmer. Så kan du lettere forstå det, der er vigtigt for dig.

### Hør ubesværet, selv når mange personer taler samtidig

Den automatiske **SpeechMaster** funktion fremhæver den samtale, du ønsker at deltage i. Andre personers stemmer dæmpes, samtidig med at **generende baggrundsstøj dæmpes**. Hvis der er genklang eller ekko i rummet, vil det effektive **EchoShield** system reducere ekko-problemet. Så forbliver lydkvaliteten høj, og lyden er behagelig, selv når mange personer taler samtidig.

### Hør ubesværet, selv når du er udendørs

**SpeechMaster** funktionen starter automatisk vindstøj-beskyttelsen med funktionen **eWindScreen™ binaural** og dæmper den generende vindstøj.

**Retningsfunktionen** vil sætte fokus på den kraftigste tale, så du kan høre personen ved siden af dig eller endda personen der går bag dig. Så kan du fokusere på den gode samtale.

### Tinnitus? Her kan vi også hjælpe.

Pure har forskellige **tinnitus terapisignaler**, så du kan finde præcis den lindring, der hjælper på din tinnitus. Sammen med din høreapparat specialist kan du finde den løsning, der passer bedst til dig.



### Hør ubesværet, selv når du lytter til musik

Er musik din store passion kan du med fordel bruge de unikke og helt specielle musikprogrammer i Pure. Funktionen **HD Music** giver dig en fremragende lyd kvalitet, når du lytter til musik. Tre helt unikke lytteprogrammer giver dig en fremragende lyd kvalitet i 3 forskellige lyttesituationer:

- når du lytter til musik
- når du er til koncert
- når du selv står på scenen.

HD Music giver dig en unik lydoplevelse.


## Prikken over i'et.

### Telefonsamtalen bliver nemmere.

Pure gør dine telefonsamtaler til en fornøjelse. Du kan forbinde dine Pure høreapparater med din Bluetooth telefon via **easyTek™**, så du får håndfri betjening. easyTek er et ekstra tilbehør.

Musik kan også streames til dine høreapparater.

Du kan betjene dine høreapparater med din smartphone ved hjælp af den gratis **easyTek App™\***.




easyTek

easyTek App

### Diskret betjening lige ved hånden.

Den gratis **touchControl App™\*** giver dig nem og diskret betjening af dine høreapparater. Du bruger din smartphone til at ændre lydstyrken, skifte lytteprogram eller ændre bas- og diskantforstærkning.



touchControl App

### Smart håndtering hele vejen rundt.

Du kan bruge ekstra tilbehør som f.eks. fjernbetjeningen **easyPocket™**, den ekstra mikrofon **VoiceLink™** sammen med easyTek og opladestationen **eCharger**. Dette udstyr følger ikke med dine Pure høreapparater. Kontakt din høreklinik for yderligere oplysninger.



easyPocket VoiceLink eCharger



\* Kompatibel med Android og iOS. App er gratis.

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser af eksisterende tekniske muligheder, der ikke nødvendigvis altid er til stede i hvert enkelt tilfælde, og som kan ændres uden forudgående varsel.

Bluetooth-navn og -logo tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Signia GmbH sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Android og Google Play er varemærker ejet af Google Inc.

Apple App Store er et varemærke ejet af Apple Inc.

#### **Juridisk producent**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Tyskland

Signia GmbH bruger varemærket Siemens i henhold til licensaftale med Siemens AG.

#### **Kontakt i Danmark**

Sivantos A/S  
Ove Gjeddes Vej 9  
5220 Odense SØ  
Telefon 63 15 40 00

eur0001/1/1.000/0316

Order No. 02705-99C1-7600 | © 02.2016 Signia GmbH

**signia-hearing.dk**