

Signia Insio C&G AX ITE/ITC

Bestillingsformular | Private september 2022

Klinik

SKAL udfyldes med det fulde klinikknavn eller stempel.

Dato

Journalnr.

Navn

Adresse

Klient-tid

Ønsket leveringsdato

Bemærkninger



Insio C&G AX ITE
Lithium-ion



Insio C&G AX ITC
Lithium-ion

Bluetooth-antenne
i faceplate

Twinphone

Trykknop
Kan konfigureres i
Connexx som VK og/eller
programskift

Canal Lock
Vælges Canal Lock
leveres HA som standard
i farven transparent

Canal Grip
Anvendes til øregange hvor
proppen let glider ud

Signia Insio C&G AX

Model	Venstre	Højre	7AX	5AX	3AX	Bluetooth	Twinphone	Trykknop	Canal Lock	Canal Grip
Insio Charge&Go AX ITE						✓	✓	✓		
Insio Charge&Go AX ITC						✓	✓	✓		

Tilbehør



Insio Charge&Go AX Charger
(Varenr. 10997503)



StreamLine Mic
(Varenr. 1094 5010)




StreamLine TV
(Varenr. 1094 4539)



miniPocket
(Varenr. 1093 9860)



Audiogram



Valg af Matrix

Standard:
Signia vælger passende Matrix
(husk audiogram)

113dB SPL/50dB | ITC
118dB SPL/55dB | ITC/ITE
124dB SPL/65dB | ITC/ITE

Farve (Faceplate & Skal)

- Tan (Standard)
- Mocha
- Beige
- Black
- Brown
- Dark Brown

Voksfilter

QuickGuard (Standard)
Andet:

Udtrækssnor (Standard)

Ingen udtrækssnor

Optivent

Standard (Husk audiogram)
Andet:

